

文件種類	技術文件	文件編號	YRHML. QL. SOP-005	版次	01	頁碼	90
文件名稱	原始檢體採集作業手冊						

2.19.10 糞便潛血(免疫法 IC85/09134)採檢衛教單

糞便潛血(免疫法 IC85/09134)檢注意事項


正確的採便方法



為了能進行正確的檢查請務必閱讀以下說明：

- 為了獲得正確的檢查結果，採便後請放置於陰涼避光環境中儘快送檢。
- 採便後若無法立即送檢，應避光放置2~8℃冷藏。勿冷凍。
- 遇痔瘡出血或女性生理期請暫勿採檢。

1



請寫下：

- A: 年齡
- S: 性別 男生(M)、女生(F)
- D: 採樣日期
- N: 名字

2

洋式

請反向使用



衛生紙

請務必先鋪好衛生紙，避免採便時，檢體受污染。

和式

衛生紙



3




輕輕迴拉起採便棒，避免漏出保存液。

※若糞便檢體刮取太多，可能無法得到正確的檢驗結果。

4


來回左右刮取糞便表面。



以採便棒尖端刮取糞便4次，使糞便填滿凹槽即可。

5

※適量的填滿溝槽大約芝麻粒大小即可！



6

將採便棒推入採便容器內，請不要再開啓，以免漏液或微生物入侵影響。



May 2015