

文件種類	技術文件	文件編號	YRHML. QL. SOP-005	版次	01	頁碼	86
文件名稱	原始檢體採集作業手冊						

#### 2.19.6 幽門螺旋桿菌糞便採檢衛教單

### 幽門螺旋桿菌-“糞便”採檢注意事項

- 一、 將糞便解於乾淨衛生紙或塑膠袋上，避免碰到水與尿液（挖取糞便時請勿碰觸到衛生紙，以免影響到檢驗結果），**腹瀉或水樣糞便**請勿採集。
- 二、 旋開瓶蓋，保持採集瓶直立**不可傾倒**(瓶內液體為**特殊液體**，**不可溢出**)。
- 三、 使用糞便收集瓶所附之螺旋棒在糞便上以穿刺方式**戳三下沾取一粒米大小**(**過多檢體將導致檢測不準確**)。
- 四、 旋緊瓶蓋，放回夾鏈袋中，儘速送回檢驗科。
- 五、 採取的糞便檢體若無法立刻送至本檢驗中心，請以低溫冷藏(2~8)保存，勿超過兩星期。