

文件種類	技術文件	文件編號	YRHML. QL. SOP-005	版次	01	頁碼	87
文件名稱	原始檢體採集作業手冊						

2.19.7 糞便寄生蟲採檢衛教單

糞便寄生蟲採檢注意事項

- 一、 在抗生素或止瀉劑使用前收集糞便。
- 二、 糞便收集前，避免使用礦物油、鉍劑(bismuth)或鋇劑 (barium)。
- 三、 可於馬桶或便盆解便，坐式馬桶解便時應盡可能解在馬桶前端，不要解在水中，若為蹲式馬桶或便盆則盡可能取未沾水或尿液之糞便。
- 四、 使用瓶蓋所附之叉子，挖取約一粒花生大小的糞便量，連同叉子鎖緊於收集盒；檢體量過少時，會造成寄生蟲數量過少，導致報告結果為陰性。
- 五、 若為液狀糞便，取 2 mL 放入採檢瓶，連同叉子鎖緊於採檢瓶。
- 六、 採檢後室溫下一小時內立即送檢。