

文件種類	技術文件	文件編號	YRHML. QL. SOP-005	版次	01	頁碼	81
文件名稱	原始檢體採集作業手冊						

2.19.1 常規尿液採檢衛教單

尿液採檢注意事項

- 一、先排掉前段尿液，收集三分之一杯左右中段尿於所領取的乾淨、可丟棄式的廣口塑膠杯中，將尿液檢體均勻混合後，倒入尿液定量管中至 10 mL 之刻度。
- 二、嬰兒或無法控制小便的小孩，則用特製尿袋黏貼於尿道，待收集 10 mL 後，再將尿液檢體倒入尿液定量管。
- 三、將收集完之尿液檢體管子拿至檢驗科，置放於尿管放置架之架子上。
- 四、如果無法於一小時內將尿液送達檢驗科，請將檢體保存於冷藏，並於採檢後 8 小時內送檢。